

# Формат записи физиологических данных сессии для устройств Neiry.

## Версия 3.0.

Версия 3.0 записи сессии использует формат хранения файлов **HDF5**.

В данной версии реализована запись сырых данных для каналов: ЭЭГ, ФПГ, МЭМС (акселерометр и гироскоп)

Содержимое файлов HDF5 организовано подобно иерархической файловой системе, и для доступа к данным применяются пути, сходные с POSIX-синтаксисом, например, */path/to/resource*. Метаданные хранятся в виде набора именованных атрибутов объектов.

Для индексации используются [Б-деревья](#).

В версии 3.0 запись сессии происходит в один файл:

- **session\_eeg.h5** - Сырые данные сигнала и метаданные о датасетах, содержащих эти данные

### session\_eeg.h5

Фактически данные сеанса хранятся в потоке данных session.h5. Для обращения мы имеем две основные сущности:

#### Datasets

Название датасета, к которому мы можем обратиться, состоит из имени датчика, количества каналов и добавления в виде "\_datasetName"

#### eeg4\_datasetName

Таблица хранит значения временной метки и сигнала **ЭЭГ** по каждому каналу, каждое поле/строка/точка фиксируются каждые 0.004 секунды (частота дискретизации 250 Гц)

timestamp_name (миллисекунды с начала получения сигнала) (uint32)	eeg1_name (float)	eeg2_name (float)	eeg3_name (float)	eeg4_name (float)
...	...	...	...	...

### accelerometer3\_datasetName

Таблица хранит значения временной метки и сигнала **акселерометра** по каждому каналу, каждое поле/строка/точка фиксируются каждые 0.004 секунды (частота дискретизации **250 Гц**)

timestamp_name (миллисекунды с начала получения сигнала) (uint32)	accelerometerX_name (float)	accelerometerY_name (float)	accelerometerZ_name (float)
...	...	...	...

### gyroscope3\_datasetName

Таблица хранит значения временной метки и сигнала **гироскопа** по каждому каналу, каждое поле/строка/точка фиксируются каждые 0.004 секунды (частота дискретизации **250 Гц**)

timestamp_name (миллисекунды с начала получения сигнала) (uint32)	gyroscopeX_name (float)	gyroscopeY_name (float)	gyroscopeZ_name (float)
...	...	...	...

### ppg1\_datasetName

Таблица хранит значения временной метки и сигнала **фотоплетизмограммы** по каждому каналу, каждое поле/строка/точка фиксируются каждые 0.010 секунд (частота дискретизации **100 Гц**)

timestamp_name (миллисекунды с начала получения сигнала) (uint32)	ppg1_name (float)
...	...

### Attribute

Атрибут - это метаданные по датасету, к которой мы можем обратиться по названию "%имя%\_datasetAttribute", он содержит словарь с количеством каналов, их названиями и типом датчика. В случае датчика фпг, вместо названий каналов содержится информация о типе используемого датчика (red/ir) и его установленной интенсивности (0..100)

Также в атрибуте с названием "%имя%\_datasetAttributeStartTime" лежит время старта сессии (нажатие кнопки старта сигнала и старта записи сигнала в h5 файл в формате unix timestamp в микросекундах)

Образец:

```
"eeg4_datasetAttributeStartTime" : 1678975312789087
```

```
"eeg4_datasetAttribute" : {'channelCount': 4, 'channelNames': ['O1', 'T3', 'T4', 'O2'], 'deviceType': 0}
```

### Список девайсов:

```
NeiryHeadband = 0,  
NeiryBuds = 1,  
NeiryHeadphones = 2,  
NeiryImpulse = 3,  
Any = 4,  
NeiryCallibri = 5,  
SinWave = 100,  
Noise = 101,  
LSL = 102
```

**i** Частоту дискретизации мы определяем по типу устройства, для Headband и Headphones у ЭЭГ, акселерометра и гироскопа она составляет 250 Гц, у ФПГ она составляет 100 Гц

### Чтение с помощью Python

```
from pathlib import Path  
import numpy as np  
import h5py  
import json  
  
filename = r"./session_eeg.h5" # Path to file  
filename = Path(filename)  
datasets = []  
  
with h5py.File(filename, "r") as f:  
    for df_keys in f.keys():  
        datasets.append(np.array(f[df_keys]))  
        for attrs_keys in f[df_keys].attrs.keys():  
            if type(f[df_keys].attrs[attrs_keys]) != np.int64:  
                print(f"{df_keys} => {json.loads(f[df_keys].attrs[attrs_keys].decode('utf-8'))}")  
            else:  
                print(f"{df_keys} start time => {f[df_keys].attrs[attrs_keys]}", "\n")  
print(datasets)
```

## Пример вывода скрипта:

```
accelerometer3_datasetName => {'channelCount': 3, 'channelNames': ['X', 'Y', 'Z'], 'deviceType': 0}
accelerometer3_datasetName start time => 1694515290650564

eeg4_datasetName => {'channelCount': 4, 'channelNames': ['01', 'T3', 'T4', '02'], 'deviceType': 0}
eeg4_datasetName start time => 1694515295150416

gyroscope3_datasetName => {'channelCount': 3, 'channelNames': ['X', 'Y', 'Z'], 'deviceType': 0}
gyroscope3_datasetName start time => 1694515290650564

ppg1_datasetName => {'channelCount': '1', 'detector': 'Red', 'intensity': '42', 'deviceType': 0}
ppg1_datasetName start time => 1694515290650530

[array([( 0, -0.3526719, -0.9230018, 0.12817775),
( 4, -0.35193944, -0.92031616, 0.12988678),
( 8, -0.35389262, -0.9230018, 0.1264687 ), ...],
(59540, -0.31580552, -0.94863737, 0.11059908),
(59544, -0.3126316, -0.9439985, 0.10620441),
(59548, -0.3170263, -0.9427778, 0.1081576 )],
dtype=[('timestamp_name', '<u4>'), ('accelerometerX_name', '<f4>'), ('accelerometerY_name', '<f4>'), ('accelerometerZ_name', '<f4>')], array([( 0, 0.08684951, 0.3774795, 0.23152654, 0.124286 ),
( 4, 0.08717867, 0.37468863, 0.23157136, 0.12431957),
( 8, 0.08760816, 0.37254882, 0.2316933, 0.12447778), ...],
(65140, 0.10435315, 0.32009125, 0.22690009, 0.1320707 ),
(65144, 0.10425512, 0.3197306, 0.22682707, 0.13196728),
(65148, 0.10422822, 0.31959534, 0.22681539, 0.13192265)],
dtype=[('timestamp_name', '<u4>'), ('eeg1_name', '<f4>'), ('eeg2_name', '<f4>'), ('eeg3_name', '<f4>'), ('eeg4_name', '<f4>')], array([( 0, 0. , 0. , 0. , 0. ),
( 4, 0. , 0. , 0. , 0. ),
( 8, 0. , 0. , 0. , 0. ), ...],
(59540, -0.76296276, -0.65614796, -0.01525925),
(59544, -0.76296276, -0.76296276, -0.06103702),
(59548, -0.76296276, -0.6103702, -0.10681479)],
dtype=[('timestamp_name', '<u4>'), ('gyroscopeX_name', '<f4>'), ('gyroscopeY_name', '<f4>'), ('gyroscopeZ_name', '<f4>')], array([( 0, 0.01492629), ( 10, 0.01492725), ( 20, 0.01492787), ...],
(63650, 0.01570883), (63660, 0.01570931), (63670, 0.0157094 )],
dtype=[('timestamp_name', '<u4>'), ('ppg1_name', '<f4>')]]
```

## C++ представление

```
struct h5NeuroData4eegRelativeTimestamp {
    uint32_t timestamp;
    float eeg1;
    float eeg2;
    float eeg3;
    float eeg4;
};

struct h5NeuroData3accelerometerTimestamp {
    uint32_t timestamp;
    float accelerometerX;
    float accelerometerY;
    float accelerometerZ;
};

struct h5NeuroData3gyroscopeTimestamp {
    uint32_t timestamp;
    float gyroscopeX;
    float gyroscopeY;
    float gyroscopeZ;
};

struct h5NeuroData1ppgTimestamp {
    uint32_t timestamp;
    float ppg1;
};
```

....

```
std::unique_ptr<H5::CompType> m_eeg4Type;
```

```
m_eeg4Type = std::make_unique<H5::CompType>(sizeof(h5NeuroData4eegRelativeTimestamp));
m_eeg4Type->insertMember("timestamp_name", HOFFSET(h5NeuroData4eegRelativeTimestamp, timestamp),
H5::PredType::NATIVE_UINT32);
m_eeg4Type->insertMember("eeg1_name", HOFFSET(h5NeuroData4eegRelativeTimestamp, eeg1),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
m_eeg4Type->insertMember("eeg2_name", HOFFSET(h5NeuroData4eegRelativeTimestamp, eeg2),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
m_eeg4Type->insertMember("eeg3_name", HOFFSET(h5NeuroData4eegRelativeTimestamp, eeg3),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
m_eeg4Type->insertMember("eeg4_name", HOFFSET(h5NeuroData4eegRelativeTimestamp, eeg4),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
```

```
m_accelerometer3Type->insertMember("timestamp_name", HOFFSET(h5NeuroData3accelerometerTimestamp,
timestamp), H5::PredType::NATIVE_UINT32);
```

```
m_accelerometer3Type->insertMember("accelerometerX_name", HOFFSET(h5NeuroData3accelerometerTimestamp,
accelerometerX), H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
m_accelerometer3Type->insertMember("accelerometerY_name", HOFFSET(h5NeuroData3accelerometerTimestamp,
accelerometerY), H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
m_accelerometer3Type->insertMember("accelerometerZ_name", HOFFSET(h5NeuroData3accelerometerTimestamp,
accelerometerZ), H5::PredType::NATIVE_FLOAT);

m_gyroscope3Type->insertMember("timestamp_name", HOFFSET(h5NeuroData3gyroscopeTimestamp, timestamp),
H5::PredType::NATIVE_UINT32);
m_gyroscope3Type->insertMember("gyroscopeX_name", HOFFSET(h5NeuroData3gyroscopeTimestamp, gyroscopeX),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
m_gyroscope3Type->insertMember("gyroscopeY_name", HOFFSET(h5NeuroData3gyroscopeTimestamp, gyroscopeY),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
m_gyroscope3Type->insertMember("gyroscopeZ_name", HOFFSET(h5NeuroData3gyroscopeTimestamp, gyroscopeZ),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);

m_ppg1Type->insertMember("timestamp_name", HOFFSET(h5NeuroData1ppgTimestamp, timestamp),
H5::PredType::NATIVE_UINT32);
m_ppg1Type->insertMember("ppg1_name", HOFFSET(h5NeuroData1ppgTimestamp, ppg1),
H5::PredType::NATIVE_FLOAT);
```

## Подсчет данных NeuroFeedBack (NFB) и их запись

### Получение метрик

После получения сырых данных с частотой дискретизации 250 Гц и их последующей обработки мы получаем наши NFB-метрики с частотой 10 Гц (раз в 0,1 секунду == 100 миллисекунд)

### Запись в XLSX

Запись в XLSX файл происходит по строкам, каждую из которых мы получаем в результате усреднения данных за последние 30 секунд, то есть частота получения строк это 1/30 Гц (раз в 30 секунд)

## Разметка

### Описание

Разметка, которую пользователь проводит вручную, сохраняется в файл **json** в определенном формате:

Изначально у нас есть пустой массив [], который заполняется словарями с активностями и интервалами времени, когда они проходили

*Возможные активности:*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- *calibrationiapf*
- *calibrationbaseline*

В каждом словаре содержится два ключа:

1. **'activity'**, по которому лежит наименование активности, если та присутствовала во время сессии
  - Если за время сессии какой-то активности из возможных не происходило, то соответствующий словарь не создается
2. **'times'**, по которому лежит массив словарей с ключами **'start\_time'** и **'end\_time'**.
  - Каждый такой словарь соответствует какому-то временному промежутку, во время которого происходила активность
  - По ключам **'start\_time'** и **'end\_time'** лежат, соответственно, время начала активности и время её конца в формате unix timestamp в микросекундах